

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### МАССАЖЕР Модель: SA-5312



- 6 массажных головок
- 2 направления вращения
  - 3 скорости
- Инфракрасный прогрев
- Максимальная мощность 35 Вт
  - Сетевой адаптер (220 В)
- Адаптер для автомобильного прикуривателя (12 В)
  - Длина сетевого шнура 1,5 м
- Длина шнура для автомобильного прикуривателя 1,3 м

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## **Внимание!**

Имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом. Использование прибора противопоказано:

- беременным женщинам;
- при наличии различного рода повреждений кожи в районе массажа, в том числе ожогов и кожных заболеваний;
- в период приема болеутоляющих и успокоительных средств;
- людям, использующим кардиостимуляторы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности, в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с руководством по эксплуатации.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь отремонтировать прибор своими силами. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.
- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.
- Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.
- Запрещается использование прибора во время недомогания или сонливости.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
- При появлении неприятных ощущений или недомогания во время массажа прекратите сеанс и обратитесь к врачу.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.

- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества и в помещениях с высокой влажностью.
- Запрещается накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



## РАБОТА ПРИБОРА

**Внимание!** Не допускайте прямого массажа позвоночника!

**В ПОМЕЩЕНИИ:**

1. Разместите прибор под шейей или подложите под спину.
2. Вначале подключите штекер сетевого адаптера к прибору, затем включите адаптер в розетку.
3. Нажмите кнопку «включение/выключение» на панели управления для включения вращения массажных головок по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).
4. С помощью кнопки «направление» на панели управления переключите направление вращения массажных головок против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).
5. Регулируйте скорость вращения массажных головок с помощью кнопки «скорость».
6. Нажмите на кнопку «прогрев» на панели управления для включения или отключения функции прогрева.
7. Для выключения прибора нажмите кнопку «включение/выключение» и выньте сетевой адаптер из розетки.

**В АВТОМОБИЛЕ:**

**Внимание!** Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.

1. Разместите прибор под шейей или подложите под спину.
2. Вначале подключите штекер адаптера для прикуривателя к прибору, затем вставьте разъем адаптера в прикуриватель.

3. Нажмите кнопку «включение/выключение» на панели управления для включения вращения массажных головок по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).
4. С помощью кнопки «направление» на панели управления переключите направление вращения массажных головок против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).
5. Регулируйте скорость вращения массажных головок с помощью кнопки «скорость».
6. Нажмите на кнопку «прогрев» на панели управления для включения или отключения функции прогрева.
7. Для выключения прибора нажмите кнопку «включение/выключение» и выньте адаптер из прикуривателя.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не массируйте один участок тела более 3 мин.
- Не используйте прибор дольше 15 мин.
- Интервал между сеансами массажа не менее 15 мин.
- Массаж рекомендуется проводить по схеме «сверху вниз» (от шеи к спине).
- Людям с повышенной тактильной чувствительностью, для дополнительного комфорта, можно положить на массируемую часть тела полотенце.
- Сеанс массажа лучше проводить через час после приема пищи.
- Не используйте прибор, лежа в кровати. Не допускается засыпание во время сеанса.
- Основные области применения: шейно-воротниковая зона, шея, плечи, спина, бедра, икры, ступни ног.

#### УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. Выключите прибор с помощью кнопки вкл./выкл. и отключите его от сетевого адаптера, предварительно выключив адаптер из сети.
2. Корпус прибора протрите мягкой сухой тканью без применения чистящих средств. Допускается чистка влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, после этого прибор необходимо насухо протереть.
3. Храните в недоступном для детей месте.

#### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

#### УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю. Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер	1 шт.
Сетевой адаптер (220 В)	1 шт.
Адаптер для автомобильного прикуривателя (12в)	1 шт.
Мешок для хранения	1 шт.
Руководство по эксплуатации (включая гарантийный талон)	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание сетевого адаптера:	220-240В, ~ 50/60 Гц
Напряжение питания прибора:	12 В
Максимальная мощность	35 Вт
Длина сетевого шнура	1,5 м
Длина шнура для автомобильного прикуривателя	1,3 м

**Срок службы прибора – 5 лет**

**Производитель:** ANIONTE INTERNATIONAL (ZHE JIANG) CO., LTD

Адрес: Room 1205-1207, Vanke Center, No.2088, Wenzhou Rd, Wenzhou, Zhejiang, China (Китай).

**Импортер:** ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск,

Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

№ партии:

**ATG2115A117**



Дата изготовления: **02/2022**

Сделано в КНР

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись продавца) (расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя) (расшифровка подписи)

### Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)