

## Руководство по эксплуатации Электрическая зубная щетка

### 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электрическая зубная щетка GALAXY LINE GL4982 (далее по тексту – электрическая зубная щетка, зубная щетка, щетка, прибор, электроприбор, изделие) – это современный, удобный прибор личной гигиены для чистки зубов, десен и языка в бытовых условиях. В комплекте одна сменная насадка-щетка со средней степенью жесткости. Таймер с 15-секундным интервалом сообщает о необходимости смены места чистки. Таймер автоматического выключения срабатывает через 2 минуты непрерывной работы и сообщает об окончании цикла чистки. Щетка располагает шестью режимами, благодаря чему делает чистку зубов более персонализированной – отбеливание, чистка, мягкая чистка, защита от кариеса, полировка и массаж десен.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электротехническая совместимость технических средств», а также ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован. Прибор соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование параметра	Значение
Элемент питания	2xAA
Степень защиты	IPx4
Жесткость щетины	средняя
Количество вибрирующих движений	до 35000 в минуту
Масса, без учета веса упаковочных материалов, защитного колпачка и руководства по эксплуатации	46 г

Состав: материал изделия: ABS-пластик; материал щетины: Dupont нейлон.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Зубная щетка	1 шт.
Сменная насадка-щетка	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

- Используйте всегда только рекомендованный тип элемента питания. Перед использованием прибора убедитесь, что крышка отсека для элементов питания плотно закрыта. Вставляйте новые элементы питания, соблюдая полярность.
- Заменяйте элементы питания, когда прибор перестает работать.
- Не оставляйте отработанные элементы питания внутри прибора.
- Категорически запрещается нагревать элементы питания прибора и/или помещать их в огонь.
- Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данными руководства по эксплуатации.
- Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Необходимо следить за целостностью изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений любой его части (сменной насадки-щетки или ручки).
- Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.
- В случае получения травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанной или поврежденной сменной насадкой-щеткой.
- Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочей температуры от +0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 90%.
- Данный прибор предназначен для личной гигиены и не предназначен для использования несколькими пациентами стоматологической клиники или учреждения.
- Не пользуйтесь насадкой-щеткой со снятыми или загнутыми щетинками. Заменяйте насадку каждые 3 месяца или чаще, если появились признаки износа. Используйте только чистящие насадки, рекомендованные изготовителем прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием щетки проконсультируйтесь со стоматологом, в особенности:

- При ношении брекетов и других ортодонтических конструкций;
- При наличии реставрации зубов (пломбы, коронки, виниры, импланты);
- Если за последние 2 месяца Вы перенесли операцию ротовой полости или десен;
- Если Вы проходите курс лечения любого заболевания полости рта.

**ВНИМАНИЕ!** Обратитесь к стоматологу в случае:

- Если после использования зубной щетки наблюдается повышенная кровоточивость десен или кровоточивость десен не проходит после 1 недели применения;
- При появлении неприятных или болевых ощущений во время использования щетки.

**ВНИМАНИЕ!** Если у вас есть кардиостимулятор или другой имплантированный прибор, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного прибора перед использованием щетки.

**ВНИМАНИЕ!** Полнока насадки-щетки может представлять опасность удушья мелкими деталями или повредить зубы. Во избежание этого:

- Перед каждым использованием убедитесь, что насадка плотно прилегает к ручке. Прекратите использование зубной щетки, если насадка не прилегает к ручке как следует. Никогда не используйте прибор без насадки;
- Если зубную щетку роняли на пол, перед следующим использованием замените насадку-щетку, даже при отсутствии видимых повреждений;
- Меняйте насадку-щетку каждые 3 месяца или чаще по мере изнашивания;
- Тщательно очищайте насадку после каждого использования (см. п. 8.1 Чистка и уход).



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи воды в ваннах, комнатах, душевых, бассейнах и т.д. Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкостями. Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

**ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбору людям в таком состоянии или в таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предупредить все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

### 5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



Рис. 1

Элементы электроприбора (Рис. 1):

- Сменная насадка-щетка
- Кнопка включения/выключения/режима
- Крышка отсека для элементов питания
- Ручка
- Отсек для элементов питания
- Защитный колпачок

- После окончания чистки после каждой чистки, периодически сжав ее в ручку прибора. Промыв в теплой проточной воде! Для этого поверните ее против часовой стрелки и потяните вверх.
  - Протрите всю поверхность ручки влажной тканью;
  - Тщательно высушите прибор и насадку-щетку после чистки.
- 8.2 Рекомендации**
- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

### 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Прибор рекомендовано хранить в вертикальном положении рабочей частью вверх, в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и/или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температуры и воздействия прямых солнечных лучей.

Не допускайте хранения изделия на расстоянии менее 0,5 м от включенных отопительных приборов.

### 9.1 Утилизация

Неправильная утилизация электроприбора наносит непоправимый вред окружающей среде. Выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адрес пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

### 10 СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

**ВНИМАНИЕ!** При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

### 11 ГАРАНТИЙНОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. УС-

ловия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

**11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:**

- Неисправности изделия, возникшие в результате:
  - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
  - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
  - применения изделия не по назначению;
  - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров входного постоянного напряжения и тока требованиям руководства по эксплуатации;
  - использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем;
- Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

- Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:
  - Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
  - Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.
- Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход прибора из строя.
- Изделия без читаемого серийного номера.
- Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также принадлежности и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором (насадка-щетка, защитный колпачок).
- К безупречным признакам перегрузки относятся:
  - деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
  - потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

**Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте galaxya-tes.ru**

### 12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Импортер:** ООО «МЕГАПОЛИС».  
**Адрес:** 432048, Россия, г. Ульяновск, ул. Лocomотивная, 14.  
**Изготовитель:** Ваньчжоу Волсун Интеллигент Технолоджи Ко., ЛТД.  
**Адрес:** Рун 510, № 62-66 Циньфэн роуд, Сунтай суб-дистрикт, Лучэн дистрикт, Ваньчжоу, Чацзян, Китай.  
 Сделано в КНР.

**Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит – импортер и номер заказа / месяц год изготовления / порядковый номер изделия.**

