

Инструкция по эксплуатации Массажер для ног Comtek «Блаженство»

Благодарим вас за покупку массажера Comtek «Блаженство»! Перед использованием прибора, пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации. Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».



Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Храните массажер в недоступном для детей месте. Дети не должны использовать массажер самостоятельно без присмотра взрослых.
2. Всегда отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
3. Храните массажер в безопасном месте, не допускайте падения в воду и проникновение жидкости.
4. Не используйте массажер в душе или в ванной.
5. Храните массажер только в безопасных местах, предохраняющих от падений и повреждений, а также исключающих попадание массажера в воду или другие жидкости.
6. Запрещается вставлять какие-либо предметы в массажер, протыкать или скреплять его зажимами, скобами, булавками.
7. Не используйте массажер во время сна.
8. Самостоятельно не вскрывайте массажер.
9. Не протыкайте массажер острыми предметами.
10. Не оставляйте работающий массажер без присмотра.
11. Храните массажер в недоступном для детей месте.
12. Массажер предназначен для расслабления усталых и ноющих мышц. Он не предназначен для замены медицинской помощи.
13. Если ваши заболевания и симптомы сохраняются или ухудшаются после использования массажера, немедленно свяжитесь с врачом.
14. Отключайте массажер во время грозы.
15. Защищайте шнур питания от переламывания или защемления, особенно в розетке и в точке, где он выходит из устройства. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
16. Никогда не используйте массажер, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом, или если его уронили, повредили или уронили в воду. Если шнур или вилка блока питания повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно.
17. Не используйте более 60 минут непрерывно. Рекомендуется выключить массажер и дать ему отдохнуть (остыть) в течение 20 минут перед повторным использованием. Это продлит работоспособность массажера.
18. Не становитесь всем весом на массажер.

Внимание!!!!!!

Не разрешается становиться и садиться на массажер. Использование массажера возможно только сидя, вставив ноги или руки внутрь массажера, не производя давления телом (весом) на сам массажер.

Не разрешается выполнять массаж на открытых участках тела, обязательно наличие одежды во время массажа!

Рекомендуемое время использования массажера одним пользователем составляет 15-20 минут. Рекомендуемый перерыв между сеансами массажа 30 минут.

При несоблюдении условий пользования ГАРАНТИЯ на массажер распространяться не будет!!!!!!!!!!

Противопоказания:

Не рекомендуется использовать массажер:

- Детям младше 14 лет.
- Лицам в алкогольном и наркотическом опьянении.

- Беременным.
- На опухших, покрасневших и воспаленных участках тела.
- Людям со слабой циркуляцией крови и чувствительной кожей.
- Перед сном. Массажер обладает стимулирующим эффектом.
- При высокой температуре и острых лихорадочных состояниях.
- При психических заболеваниях, сопровождающихся сильным возбуждением и значительным изменением психики.
- При онкологических заболеваниях различной степени.
- При других хронических заболеваниях.

Перед применением массажера проконсультируйтесь с врачом.

Перед использованием

Поместите массажер на ровную поверхность пола. Подключите устройство к источнику питания, расположенном неподалеку. Вы сможете делать массаж во время работы, чтения или просмотра телевизора.

Хранение и уход

Рекомендуется хранить массажер в коробке или в сухом, прохладном месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Перед чисткой отключите устройство из сети. Очищайте массажер только с помощью сухого спонжа. Не используйте воду или другие чистящие жидкости. Не используйте щетки, керосин, аэрозоли, стеклянные устройства для очистки массажера.

Рекомендуемые условия для использования массажера

Рекомендуется применять массажер за 30 минут до приема пищи или же через 1 час после приема пищи. Рекомендуемая длительность массажа должна составлять 30 минут. Во время сеанса массажа рекомендуется избегать употребления каких-либо напитков (чай, вино и т.д.)

Использование

1. Вставьте вилку в розетку. (Переменное Напряжение: 220 В Частота: 50 Гц)
2. Сядьте на стул и вставьте ноги в массажер.
3. Для запуска массажера нажмите один раз на кнопку ON / OFF - включить/ выключить
4. Нажмите кнопку «Auto» и выберете одну из четырех предложенных автоматическую программу.
 - 4.1. Автоматическая программа P1- общий оздоровляющий массаж.
 - 4.2. Автоматическая программа P2 – массаж точек связанных с зоной головы, шеи, плеч, поясницы.
 - 4.3. Автоматическая программа P3 - массаж точек связанных с желудочно-кишечным трактом и печенью.
 - 4.4. Автоматическая программа P4 - массажа точек, связанных с опорно-двигательным аппаратом, репродуктивной и выделительной системой.
5. Перейдите в ручной режиме нажав кнопку «Manu» и при помощи «Speed» стрелки вверх/вниз выберете одну из трех скорости вращения роликов быстрее/медленнее соответственно.
6. Перейдите в ручной режим нажав кнопку «Manu» и при помощи кнопки «Direction» (стрелки вверх/вниз) выберете направление массажных роликов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Массажер для ног Comtek «Блаженство»: модель WH-6002

Напряжение: 220-240 V/ 50 Hz

Потребляемая мощность: 40 W

Цикл массажа повторяется через 30 минут

Импортер в РБ: ООО «Экспресторгсервис» г. Минск, Сморговский тракт, д.9, помещение 118, комната №2/3

Утилизировать в соответствии с требованием Закона РБ № 271-3 от 20.07.2007г. «Об обращении с отходами»

Транспортировка товара осуществляется, согласно требованиям Закона Республики Беларусь "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" № 50-3 от 21.07.2001 г.

При обнаружении неисправности данного массажера следует незамедлительно прекратить использование массажера и извлечь сетевой шнур из розетки во избежание поломки или несчастного случая. Обратитесь к продавцу массажера или в сервисную службу для ремонта.