

# PHILIPS

## sonicare

AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

С ручкой 6100 ProtectiveClean

1 насадка

1 чистящая насадка



HX8424/47



## Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели\*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\*

### Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить\*\*
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках
- Удаляет до 99,9 % налета\*\*\*

### Технология высшего качества

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Высокоэффективная насадка
- Настраиваемый режим тройного распыления

### Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!
- Простой способ развить здоровую привычку
- Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день

### Обеспечивает тщательное очищение

- 3 режима, 3 уровня интенсивности

## Особенности

### Индивидуальный уход



Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен. Три уровня интенсивности переключаются слева направо — наиболее высокого до низкого.

### Удаляет до 99,9 % налета



AirFloss Pro/Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках\*\*\*.

### Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\* Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

### Помогает предотвратить развитие кариеса



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

### Технология использования мельчайших капель воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

### Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Pro/Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

### Режим тройного распыления



Мощный распылитель прибора AirFloss Pro/Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

### Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Pro/Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

### Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта



Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, ополаскивателем для полости рта или водой, установите кончик насадки у межзубного промежутка и начинайте чистку. Используйте ополаскиватель для полости рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

# Характеристики

## Качество чистки

**Клинически доказанные результаты:** Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити, для улучшения состояния десен, для предотвращения образования налета, для уменьшения кровоточивости;

**Настраиваемые режимы:** Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления\*\*\*

**Для максимального эффекта:** Меняйте насадки каждые 6 месяцев

**Польза для здоровья:** Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшение состояния десен за 2 недели\*

## Высокое качество:

Удаляет до 99,9 % налета\*\*

**Эффект осветления:** Более белые зубы за 1 неделю

## Дизайн и отделка

**цвет:** Белый с серым оттенком, Белый

## Удобство использования

**Индикатор батареи:** Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Система насадок:** Легко фиксируются и снимаются

**Время работы батареи:** 1-3 недели\*\*\*\*\*

## В комплекте

**Щетка AirFloss Pro/Ultra:** 1

**Ручка:** ProtectiveClean, 1 шт.

**Насадка:** 1

**Насадки:** W2 Optimal White, 1 шт.

**зарядное устройство:** 1

## Питание

**напряжение:** Универсальное зарядное устройство

## Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

## Технические характеристики

**Элемент питания:** Перезарядка

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Продолжительность зарядки:** 24 часа для полной зарядки

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

**3 уровня интенсивности:** Высокий, Низкий, Средний

**Gum Care (Уход за деснами):** Мягкий массаж десен

**Белый:** Удаление поверхностных потемнений эмали

## Технология интеллектуального датчика

**BrushSync: напоминания о замене:** Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

**Технология BrushSync:** Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок

## Функция подключения BrushSync

**C2 Optimal Plaque Control:** Синхронизация с режимом Clean (Чистка)

**G2 Optimal Gum Care:** Синхронизация с режимом Gum Care (Уход за деснами)

**W2 Optimal White:** Синхронизация с режимом White



\* или вам вернут деньги

\*\* при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

\*\*\* На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных

\*\*\*\* AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.

\*\*\*\*\* В зависимости от выбранного режима распыления