

CEN TEK®

СТ-2603

МАССАЖЕР
МАСАЖЕР
ՄԵՐՍՈՒՄ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НУՏՔԱՎԼԻ ԲԱՅԺԱԼԱՆՄԱՆ
ԿԵՐՅՈՒՆԻՇՏՎՈ ԿՈՐԻՍՏՄԱՅՈՒՄ
ԿՈԼԴՈՆՈՍՍՈՒՄՆԱՆ ՋԵՏԵԿՇԻԼԻԳԻ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом. Использование прибора противопоказано:

- беременным женщинам;
- при наличии различного рода повреждений кожи в районе массажа, в том числе ожогов и кожных заболеваний;
- в период приема болеутоляющих и успокоительных средств;
- людям, использующим кардиостимуляторы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Массажер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют значениям, указанным на приборе.
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
- Электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, при смене насадок, чистке и после окончания работы.
- Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
- Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ».
- Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
- Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре.



- Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
- Всегда ставьте электроприбор на ровную поверхность.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
- Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +15 до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
- В случае неисправности обратиться в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости! Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей! Настоятельно не рекомендуется использовать электроприбор в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источников воды! Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ВНИМАНИЕ!

- Пользуйтесь прибором не менее, чем через час после приема пищи.
- Не используйте прибор на одном месте дольше 15 минут.
- Не используйте прибор для массажа головы.
- Не используйте массажер непосредственно перед сном.
- Не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды выше 37 °С.
- Если во время использования прибора вы испытываете тошноту, головокружение, боль в груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором и обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для массажа тела.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности, вызываемой случайным возвратом регулятора скорости в исходное положение, прибор не должен питаться через внешнее устройство, такое как таймер, или не должен быть соединен с цепью, в которой происходит регулярное включение и выключение питания.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Корпус
2. Регулятор скорости вращения массажной головки
3. Вращающаяся массажная головка прибора
4. Защитная сетчатая насадка
5. Роликовая массажная насадка
6. Волнистая массажная насадка
7. Плоская массажная насадка
8. Шифовальная насадка
9. Шнур питания

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Массажер – 1 шт.
- Насадка – 5 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).
- Протрите корпус и насадки электроприбора влажной тканью.
- Снимите с электроприбора защитную сетчатую насадку, повернув большое кольцо против часовой стрелки.
- Наденьте необходимую массажную насадку на головку электроприбора до щелчка.
- Запрещено использовать шифовальную насадку с защитной сетчатой насадкой.
- Не используйте прибор без сетчатого покрытия на участках тела, где волосы могут быть спутаны с устройством (например, шея или плечо и т. д.).

ВНИМАНИЕ! Нельзя устанавливать насадки (5–8) поверх защитной сетчатой насадки (4).

- Проверив соответствие параметров питающей сети данным, указанным на приборе, и убедившись, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ», подключите штекер шнура питания к сети.
- Включите электроприбор, установив переключатель режимов в положение «ВКЛ».
- Поверачивайте регулятор скорости вращения по или против часовой стрелки, чтобы установить комфортную для Вас скорость.
- После использования поверните регулятор против часовой стрелки до минимума, отключите прибор, установив переключатель режимов в положение «ВЫКЛ», затем выньте вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ! Для получения оптимальных результатов рекомендуется использовать электроприбор ежедневно по 10–15 минут.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Пластиковую поверхность прибора следует протирать мягкой влажной тканью. При сильном загрязнении допускается добавление в воду небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса изделия.
- Все сменные насадки следует промывать в теплой воде после каждого использования до полного очищения от остатков косметических средств.
- При необходимости можно добавить в воду немного мыла или нейтрального моющего средства.

- Тщательно просухите все детали перед хранением или повторным использованием.
- Прибор рекомендуется хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +10 до +30 °C и относительной влажности не более 65 %.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220–240 В –50/60 Гц
- Мощность: 25 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в сервисном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел: 8 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева, 33/2, п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателя и производителя ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Продукция имеет сертификат соответствия: № EAЭС R3 С-СНА.007.8.03469/21 от 04.06.2021 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ОПЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца:

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения; естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- путь дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
- расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, подложители запаха);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TM CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельства непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТУТЫНУЫШ!

Қарсы көрсетілімі бар. Қолданар алдында дәрігерімен кеңесіңіз.

Мынадай жағдайларда аспапты қолдануға тыйым салынады:

- жүкті әйелдерде;
- массаж жасалатын тұста түрлі зақымдау, соның ішінде күйіп нем тері аурулары болғанда;
- ауруды басатын және тыныштандырығыш дәрі қабылдау кезінде;
- жүрекширатқыш қолданатын адамдарға.

Пайдалануды бастамас бұрын нұсқаулықпен мұқият танысып алуыңызды өтінеміз. Мұнда аспапты дұрыс және қауіпсіз пайдалану туралы маңызды ақпарат келтірілген. Бұл нұсқаулықты сақталуын қамтамасыз етіңіз. Аспапты тікелей арналымаңдан пайдаланбаған және осы нұсқаулықта көрсетілген қағидалар мен шарттарды орындамаған жағдайда, сондай-ақ аспапқа біліктісін жәндеу жұмыстарын жүргізуге талпынған кезде өндіріш жауапкершілікті болмайды. Егер сіз аспапты өзге адамға қолдануға тапсырғыңыз келсе, осы нұсқаулықты бірге берудіңізді өтінеміз.

Массажер тұрмыстық бұйым болып табылады және өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛРЫ

Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғыларына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімін бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Электр аспапты қоректендіру желісіне қоспастан бұрын желідегі кернеу аспапта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне аз жеткізіңіз.
- Электр аспапты желіден ажыратқан кезде бауынан емес, штекерінен ұстап суырыңыз.
- Егер пайдаланылмайтын болса, электр аспапты арқашан желіден ажыратып қою керек.
- Кез-келген ақаулары болған жағдайда, қондырғыларын ауыстырған, тазалаған кезде және жұмыс аяқталғаннан кейін электр аспапты желіден ажырату керек.
- Электр аспапты осы нұсқаулықта көрсетілген басқа өзге кез-келген өзге мақсаттар үшін пайдалануға болмайды. Электр аспаптың жұмысы, сақталуы және күтімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс.

- Қоректендіру бауы мен электр аспаптың корпусының тұтастығын бақылап отырып қа- жет. Бүлінген электр аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Электр аспапты желіге қосар алдында айырығыңыз «ВЫКЛ» («ВШР/П») қалпында тұрғанына аз жеткізіңіз.
- Жұмыс жасап тұрған электр аспаптың қасында балалардың және жануарлардың бо- луына жол бермеңіз.
- Егер тұтану немесе жарылу қаупі туындаса, мысалы, жанғыш сұйықтықтар немесе газдың қасында электр аспапты пайдаланбаңыз.
- Қоректендіру бауы бүлінген жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы неме- се осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс. Қоректендіру бауын ауыстыру авторизацияланған сервис орталығында жүзеге асырылады.
- Құсылы тұрған электр аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Электр аспапты ардайым тегіс жерге орналастырыңыз.
- Жынытқанда кіретін қондырғыларды ғана пайдаланыңыз.
- Бұл модель жұмыс температурасының диапазоны +15-тен +30 °C дейінгі және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 65 %-дан аспайтын қоңыржай климатта жұмыс істеуге арналған.
- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пай- далану жөніндегі нұсқаулығын алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспаппен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
- Тасу (ғасымадау), сату-өткізу бойынша ерекше шарттар жоқ.
- Қажеттілікке қарай сервис орталығына жүгініңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз! Электр аспапты ылғалды ортада немесе электр аспапқа қандай да бір сұйықтық шашырауы мүмкін жерде пайдаланбаңыз! Ванна бөлмесінде, бассейндер мен басқа да су көздерінің қалында электр аспапты мүлдем пайдаланбаған жөн! Жұмыс істеп тұрған аспапты дымқыл қолмен ұстауға болмайды!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр аспапты алкогольдік немесе есіртілік мас күйде немесе айналдағаны нәрселерді объективті қабылдауға кедергі келтіретін басқа жағдайларда қолдануға болмайды және электр аспапты осындай жағдайдағы немесе осындай күйдігі адамдарға сеніп тапсырмаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал қалыптан тыс жағдайлар қарастырылмауы мүмкін. Пайдаланушы электр аспапмен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын өз бетінше сақтауы керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспапты тамақ ішкеннен кейін кемінде бір сағат өткен соң пайдаланыңыз.
- Аспапты бір орында 15 минуттан артық пайдаланбаңыз.
- Аспапты басқа массаж жасау үшін пайдаланбаңыз.
- Массажерді ұмықтар алдында қолданыңыз.
- Егер қоршаған ортаның температурасы 37 °C-тан жоғары болса, аспапты пайдалан- баңыз.

- Егер аспапты пайдалану кезінде жүрек айну, бас айналу, кеуденің ауырсынуы немесе басқарыла да жағмысыз белгілері байқалса, аспапты пайдалануды тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Бұл аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Аспап тек денеге массаж жасауға арналған.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Жылдамдық реттегішінің бастапқы күйіне кездейсоқ оралу салдарынан туындаған қауіпті болдырмау үшін аспап таймер сияқты сыртқы құрылығ арқылы қоректенбеуі керек немесе қоректендіру үнемі қосылып-өшірілетін тізбекке қосылауы керек.

2. АСПАПТЫҚ СИПАТТАМАСЫ

1. Корпус
2. Массаж бастигінің айналу жылдамдығының реттегіші
3. Аспаптың айналымы массаж бастигі
4. Қорғаныштық торлы қондырма
5. Ролікті массаждық қондырма
6. Толқынды массаждық қондырма
7. Тегіс массаждық қондырма
8. Ысқылағыш қондырма
9. Қоректендіру бауы

3. ЖИЙНТҚАТАМАСЫ

- Массажер - 1 дана
- Қондырма - 5 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- Электр аспапты қорғалған шығарып, қаптамa материалын (бар болса) алып тастаңыз.
- Электр аспаптың корпусы мен қондырмасын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Үлкен сақинасын сағат тілі бағытына қарсы бұрап, электр аспаптың қорғаныштық торлы қондырмасын алыңыз.
- Қажетті массаж қондырмасын сырттаудағанға дейін электр аспаптың басна кігiзiңiз.
- Ысқылағыш қондырманы қорғаныштық торлы қондырмамен бірге қолдануға тыйым салынады.
- Торлы қорғанышы жоқ аспапты шаш құрылғыға аралып қалуы мүмкін дене бөліктерінде (мысалы, мойын немесе иық, т.б.) пайдаланбаңыз.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Қорғаныштық торлы қондырмаңыз (4) үстіне қондырмаларды (5-8) орнатуға болмайды.

- Қоректендіргіш желі параметрлерінің аспапта көрсетілген деректерге сәйкестігін тексеріп, айырғыш «ВЫКЛ» («ШШР УП») күйде екеніне көз жеткізгеннен кейін қоректендіру бауының штекерін желіге қосыңыз.
- Режим ауыстырғышты «ВКЛ» («ҚДСУЛЫ») қалпына келтіріп, электр аспапты қосыңыз.
- Өзіңізге ыңғайлы жылдамдықты орнату үшін жылдамдық реттегішінің сағат тілі бағытына қарсы немесе сағат тілі бағытының бойымен бұраңыз.

- Пайдаланғаннан кейін реттегіші сағат тілі бағытына қарсы ең төменгі деңгейге дейін бұрап, режим ауыстырғышты «ВЫКЛ» («ШШР У») қалпына келтіріп, аспапты өшіріп, одан кейін ашысын розеткадан суырып алыңыз.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Оңтайлы нәтиже алу үшін электр аспапты күн сайын 10-15 минут пайдалану ұсынылады.

5. АСПАПТЫҚ КҮТІМІ

- Аспаптың пластик бетін жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүрту керек. Қатты ластанған жағдайда суға аз мөлшерде бейтарап жуғыш зат қосуға рұқсат етіледі.
- Ылғалдық бұйым корпусының ішіне кіруіне жол бермеңіз.
- Барлық ауыстырмалы қондырмаларын косметикалық құрал қалдықтарынан толық тазартарғанға дейін әр қолданған сайын жылы сумен жуу керек.
- Қажет болса, суға аздап сабын немесе бейтарап жуғыш зат қосуға болады.
- Сақтау немесе қайта пайдалану алдында барлық қондырмаларды мұқият құрғатыңыз.
- Аспапты сақпаның, құрғақ жерде, балалар мен жануарлардан аулақ жерде, +10-дан +30 °С-қа дейінгі температурада және 65 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады.
- Аспапты тазарту үшін аспаптың бетін зақымдауы мүмкін тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Егер электр аспап істен шықса, оны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаған жөн. Міндетті түрде авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Бүлінуіне жол бермеу үшін аспапты тек зауыттық қаптамда тасымалдаңыз. Аспапты төмен температурада тасымалданғаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстау қажет.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Кернеу: 220-240 В -50/60 Гц
- Қуат: 25 Вт



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптамa да, құрал да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне талсыруға болады. Материалдар жіктемесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге талсырылған болсаңыз, Сіз қоршаған ортаны қорғауға зор үлес қосатын болсаңыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерін тізімін муниципалдық білік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕЛПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы автор-

ландырылған сөревіс орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірге көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айма). Қазақстандағы тапалтар қабылдау үшін қолданылатын аталымы «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жеңілмеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/service>.
Нөмір төмендегідей сәйкестік сертификаты бар:
№ ЕАЭС RU С-СN АД07.В.03469/21, 04.06.2021 ж.



9. НДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорртаушы: ИИ Асруман Қ.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонмен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпқұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты топырау, сатушы фирманың мері және кепілдік талондағы сатушы фирманың өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Топық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды бптауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жеңдеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен қабелдесе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

- а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батарейлар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қатпар, белдіктер, сөмкелер, торлар, лысақтар, қолбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелелер, шлангілер, түтіктер, шеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңдіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамда белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды өшір бұрады дөшектемеді.
6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанауара кептірілген зиян үшін, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілейтін күші жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгініген кезде бұйымды қабылдау таз қауіпке ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала есмертуіс аспаптың дизайны мен сплланталарын өзгертуге құқылы.

УКРАЇНСЬКИЙ

ШАНОВИЙ СПОЖИВАЧ!

Е противопоказания. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.

Використання приладу протипоказане:

- вагітнім жінкам;
- за наявності різного роду пошкоджень шкіри в ділянці масажу, у тому числі опіків і шкірних захворювань;
- у період прийому безалкогольних і спиртних напоїв;
- особам, які використовують кардіостимулятори.

Будь ласка, перед початком експлуатації уважно вивчіть дану інструкцію, що містить важливу інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації приладу. Подбайте про збереження даної інструкції. Виробник не несе відповідальності в разі використання приладу не за прямиим призначенням і при недотриманні правил її умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб неваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Масажер є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Придбаний Вами прилад відповідає всім офіційним стандартам безпеки, застосованим до електронприладів у Російській Федерації.

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також передчасного виходу приладу з ладу, необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Перед підключенням електронприладу до мережі живлення необхідно переконатися, що параметри мережі відповідають значенням, зазначеним на приладі.

- При відключенні електроприладу від мережі слід тримати за штекер, а не за шнура.
- Електроприлад слід завжди відключати від мережі, якщо він не використовується.
- Електроприлад потрібно відключити від мережі в разі будь-яких неполадок, при зміні насадок, чищення і після закінчення роботи.
- Не слід використовувати електроприлад для будь-яких інших цілей, крім зазначених у цьому керівництві. Робота, зберігання та догляд за електроприладом повинні здійснюватися суворо відповідно до даного керівництва з експлуатації.
- Необхідно стежити за цілісністю шнура живлення і корпусу електроприладу. Забороняється використовувати електроприлад за наявності пошкодження.
- Перед підключенням електроприладу до мережі переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «ВИКЛ».
- Уникайте присутності дітей і тварин поруч із працюючим електроприладом.
- Не використовуйте електроприлад, якщо є ризик загоряння або вибуху, наприклад, поблизу легкозаймистих рідин або газів.
- При пошкодженні шнура живлення, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник або аналогічна кваліфікована особа. Заміна шнура живлення здійснюється у авторизованому сервісному центрі.
- Не залишайте включений електроприлад без уваги.
- Завжди ставте електроприлад на рівню поверхню.
- Використовуйте тільки ті насадки, що входять у комплект.
- Дана модель призначена для роботи в умовах помірного клімату з діапазоном робочих температур від +15 до +30 °C і відносною вологістю повітря не більше 65 %.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зменшеними фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.
- У разі несправності зверніться в сервісний центр.

УВАГА! Електроприлад не можна занурювати у воду та інші рідини! Не використовуйте електроприлад у вологому середовищі або там, де на електроприлад можуть потрапити бризки будь-яких рідин! Настійно не рекомендується використовувати електроприлад у ванній кімнаті, поблизу басейнів та інших джерел води! Не чіпайте працюючий прилад мокрими руками!

УВАГА!

Ні в якому разі не слід користуватися електроприладом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в інших умовах, що заважають об'єктивному сприйняттю дійсності, і не слід довіряти електроприлад людям у такому стані або в таких умовах!

УВАГА!

Дане керівництво з експлуатації не може передбачити всі можливі нештатні ситуації, які можуть виникнути під час експлуатації даного приладу. Користувач повинен самостійно дотримуватися заходів техніки безпеки при роботі з електроприладом!

УВАГА!

- Користуйтеся приладом не менше ніж через годину після прийому їжі.
- Не використовуйте прилад на одному місці довше 15 хвилин.
- Не використовуйте прилад для масажу голови.
- Не використовуйте масажер безпосередньо перед сном.

- Не користуйтеся приладом, якщо температура навколишнього середовища вище 37 °C.
- Якщо під час використання приладу Ви відчуваєте нудоту, запаморочення, біль у грудях або інші неприємні симптоми, припиніть користуватися приладом і зверніться до лікаря.

УВАГА!

Прилад призначений тільки для побутового використання.

УВАГА!

Прилад призначений тільки для масажу тіла.

УВАГА!

Щоб уникнути небезпеки, що викликається випадковим поверненням регулятора швидкості в початкове положення, прилад не повинен жовитися через зовнішній пристрій, такий як таймер, або не повинен бути з'єднаний із панцюхом, в якому відбувається регулярне вкючення і вимкнення живлення.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Корпус
2. Регулятор швидкості обертання масажної головки
3. Обертова масажна головка приладу
4. Захисна сітчаста насадка
5. Ропликова масажна насадка
6. Хмелиста масажна насадка
7. Плоска масажна насадка
8. Шпифувальна насадка
9. Шнур живлення

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Масажер – 1 шт.
- Насадка – 5 шт.
- Керівництво з експлуатації – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Вийміть електроприлад із коробки і видаліть пакувальний матеріал (за наявності).
- Протріть корпус і насадки електроприладу вологою тканиною.
- Зніміть з електроприладу захисну сітчасту насадку, повернувши велике кільце проти годинникової стрілки.
- Надіньте необхідну масажну насадку на головку електроприладу до клацання.
- Заборонено використовувати шпифувальну насадку із захисною сітчастою насадкою.
- Не використовуйте прилад без сітчастої покриття на ділянках тіла, де волосся може бути сплутани з пристроєм (наприклад, шия або плече і т.д.).

УВАГА!

Не можна встановлювати насадки (5-8) поверх захисної сітчастої насадки (4).

- Перевіриши відповідність параметрів мережі живлення даним, зазначеним на приладі, і переконавшись, що вимикач знаходиться в положенні «ВИКЛ», підключіть штекер шнура живлення до мережі.

- Включіть електроприлад, установивши перемикач режимів у положення «ВКЛ».
- Перевертайте регулятор швидкості обертання за або проти годинникової стрілки, щоб встановити комфортну для Вас швидкість.
- Після використання поверніть регулятор проти годинникової стрілки до мінімуму, відключіть прилад, установивши перемикач режимів у положення «ВИКЛ», потім вийміть вилку з розетки.

УВАГА!

Для отримання оптимальних результатів рекомендується використовувати електроприлад щодня по 10-15 хвилин.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Пластикову поверхню приладу слід протирати м'якою вологою тканиною. При сильному забрудненні допускається додавання у воду невеликої кількості нейтрального мийного засобу.
- Не допускайте попадання вологи усередину корпусу виробу.
- Усі зміни насадки слід промивати в теплій воді після кожного використання а до повного очищення від залишків косметичних засобів.
- За потреби можна додати у воду трохи мила або нейтрального мийного засобу.
- Ретельно просунути усі насадки перед зберіганням або повторним використанням.
- Прилад рекомендовано зберігати в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і тварин, при температурі від +10 до +30 °C і відносній вологості не більше 65 %.
- Для чищення приладу не використовуйте засоби для чищення, що можуть пошкодити поверхню приладу.
- Якщо електроприлад вийшов із ладу, не слід намагатися відремонтувати його самостійно. Настійно рекомендується звернутися у авторизований сервісний центр.
- Щоб уникнути пошкодження, перевозити прилад тільки в заводській упаковці. Після транспортування або зберігання приладу при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 220-240 В -50/60 Гц
- Потужність: 25 Вт



7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосованими технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантієні послуги гарантієні обслуговування здійснюються генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті

https://centek.ru/servis. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, прг. Пашковський, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА І ІМПОРТЕРА

Імпортер: ПІ Асруман К.Ш. Адреса: Росія, 350912, г. Краснодар, прг. Пашковський, ул. Атамана Лисенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:
 - правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печатки на кожному від'ємному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
 - Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:
 - використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
 - дотримання правил і вимог безпеки.
 - Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, налаштування приладу на дому у власника.
 - Випадки, на які гарантія не поширюється:
 - механічні пошкодження;
 - природний знос приладу;
 - недотримання умов експлуатації або помилок дії власника;
 - неправильна установка, транспортування;
 - стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
 - потраплення всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комарів;
 - ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
 - вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:
- пульт дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
 - витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохла, реміні, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожки, шланги, трубки, шптки, насадки, пілозбирники, фільтри, поглиначі запаху);
 - для приладу, що працюють від батарейок,
 - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;

- для прилад, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.
- 5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.
- 6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією TM CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу, навісних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, діб об'єктам нездоланої сили.
- 7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинні бути залишки продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

КЫРГЫЗЧА

УРАМТУ КЕРЕКТӨЧӨК!

Каршы көрсөтмөлөр бер. Колдонуудан мурун дарыгерге кайрылыңыз.

Шайманды колдонууга каршы шарттар:

- боюнда бар аялдар;
- укалооп аймагында төрөин жаракаттын ар кандай түрлөрү, анын ичинде күйүк жана тери оорулары болгондор;
- ооруу басандатуучу жана тынчандыруу дары ичип жатканда;
- кардиостимулятор колдонгон адамдар.

Сураныч, аспапты колдонуудан мурун, шайманды туура жана коопсуз пайдалануу боюнча маанилүү маалыматтары жазылган берилген көрсөтмөнү жакшылап окуп чыгыңыз. Берилген көрсөтмөнү жогорку болжолу жана көрүүдү. Вндүрүүчү жооптуу эмес, эгерде шайман максатына ыйнак пайдаланбаса, колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле квалификациясыз оңдоо аракеттер болсо. Эгерде сиз шайманды башка адамга колдонууга берип жатсаңыз, анда аны берилген колдонмо менен кошо өткөрүп бериңиз. **Массажер бул тирчилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт!**

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет. Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

- Электр шайманды камсыздоо тармагына туташтыруудан мурун, тармак параметрлери шаймандо көрсөтүлгөн маанисине шайкештигин текшериниз.
- Электр шайманды өчүрүп жатканда зымынан эмес, сайгыччын кармап сууруш керек.
- Электр шайманды ар дайым тармактан өчүрүп туруш керек, эгер ал колдонулбаса.
- Эгерде электр шайман иштетпей жатса, саптамаларды алмаштырганда, тазалоодо жана иштетүүдөн кийин, шайманды электр тармагынан өчүрүш керек.
- Шайманды берилген колдонмодо көрсөтүлгөн максаттардан башка учурда колдонуу сунушталбайт. Электр шайманды иштөө, сактоо жана техникалык тейлөө берилген колдонмо боюнча так аткарылышы керек.
- Электр зымынын жана электр шаймандын корпусунун бүтүндүгүн көзөмөлдөш керек.

Бузулуулары болгон шайманды колдонууга тыюу салынат.

- Электр шайманды тармакка күйүздүүдөн мурун, өчүргүчү «ВЫКЛ» абалында турганын текшериниз.
- Иштет жаткан электр шаймандын жанында балдардын жана жаныбарлардын болушуна жоп бербеңиз.
- Өрттүн же жарылуунун коркунучу бар жерде, мисалы, тез күйүүчү суюктуктун же газдын жанында электр шайманды колдонбоңуз.
- Камсыздоо зымы бузулган болсо, кооптуу кырдаал чыкпаш үчүн, анын алмаштыруусун өндүрүүчү же ошого квалификациялуу кызматкер жасап керек. Камсыздоо зымдын алмаастуусу ыйгарым укуктуу тейлөө борборунда жүргүзүлөт.
- Күйүп турган шайманды кароосуз калтырбаңыз.
- Шайманды ар дайым тегиз жерге коюңуз.
- Топтомдо келген гана саптамаларды колдонуңуз.
- Берилген модель иштөөчү температурасы + 15 тен + 30 °C ге чейин жана салыштырмалуу нымдуулугу 65 % дан ашпаган мелүүн климатта иштетүүгө ылайыкталган.
- Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобо үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.
- Таауу (апыл өткөм), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.
- Шайман иштетпей жатса, тейлөө борборуна кайрылыңыз.

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Электр шайманды сууга же башка суюктуктарга батырууга болбойт! Электр шайманды нымдуу чөйрөдө электр шайманга кандайдыр бир суюктук чычырап кетиши мүмкүн жерде колдонбоңуз! Электр шайманды ачык өлкөсүндө, бассейндердин жана башка суу булактарынын жанында колдонууга тыюу салынат! Иштет жаткан шайманды суу колдоруучу менен кармабаңыз!

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Эч качан электр шайманды алкоопдук же баңги мас абалында же чындыкты объективдүү кабыл алууга тоскоол болгон башка шарттарда колдонуу сунушталбайт, жана мындай абалда же мындай шартта турган адамдарга шайманды ишенип тапшырбаңыз!

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ!

- Шайманды таманктанган кеминде 1 саат өткөндөн кийин колдонуңуз.
- Шайманды бир эле жериңизге 15 мүнөттөн ашык колдонбоңуз.
- Шайманды башты массажадаганга колдонбоңуз.
- Укалоочуну уктаар алдында колдонбоңуз.
- Айлана - чөйрөнүн температурасы 37 °C дан жогору болсо, шайманды колдонбоңуз.
- Эгерде шайманды колдонуп жаткан учурда сиз жүрөк айлануу, баш айлануу, көкүрөктө оору же башка жагымсыз симптомдорду сезип жатсаңыз, шайманды колдонууну токтотуңуз жана доктруга кайрылыңыз.

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Шайман үйдө гана колдонууга ылайыктуу.

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Шайман денеге массаж жасаганга гана ылайыктуу.

КӨЧҮП БУРУҮҮЗ! Кокустан ылдамдык жөндөмчүлүгүн баштапкы абалына келтирүү коркунучун алдын алуу үчүн, шайман таймер сыяктуу тышкы шайман аркылуу иштетеш керек же электр кубатын үзгүлтүксүз күйгүзүп - өчүрүп турган чымырга туташтырылбашы керек.

2. ШАЙМАНДЫ СУРӨТӨЛӨШ

1. Корпус
2. Укало баштын айлануу ылдамдыгын жөндөөчү
3. Шаймандын айлануучу укаало башы
4. Коргоочу торчо саптамга
5. Ропик укаало саптамга
6. Топкундуу укаало саптамга
7. Жалпак укаало саптамга
8. Жышкыч саптамга
9. Камсыздоо зымы

3. ТОПУКТУК

- Укалоочу - 1 д.
- Саптамга - 5 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

- Шайманды кутудан чыгарыңыз жана таңактагы затты (эгер бар болсо) жок кылыңыз.
- Шаймандын корпусун жана саптамаларын нымдуу кездеме менен сүртүп коюңуз.
- Коргоочу торчо саптаманы, чоң шакекти саат жебесине каршы буруп, шаймандан чечип салыңыз.
- Талап кылынган укаало саптаманы электр шаймандын башына чыкылдаганга чейин кийгизиңиз.
- Коргоочу торчо саптамасы бар жышкыч саптаманы колдонууга тыюу салынат.
- Торчо каптосу жок шайманды чөчтөр шайманга оролуп калышы мүмкүн денеде (мисалы, моюн же ийин ж.б.) колдонбоңуз.

КӨЧҮЛ БУРУҢУЗ! (5-8) саптамаларды торчо саптаманын (4) үстүнөн орнотконго болбойт.

- Электр жабдуусунун параметрлеринин шаймандо көрсөтүлгөн маалыматтарга шайкештигин текшерип, которгучун «ВКЛ» абалында экендигин текшерип, электр зымынын сайгычына электр тармагына туташтырыңыз.
- Режимдердин которгучун «ВКЛ» абалына коюп, электр шайманды күйгүзүңүз.
- Өзүңүзгө ыңгайлуу болгон ылдамдыкты орнотуу үчүн ылдамдыгын жөндөөчүчү сааттын жебеси боюнча же жебесине каршы буруңуз.
- Колдонуу бүткөндөн кийин жөндөөчүчү сааттын жебесине каршы минималдуу абалга чейин бураңыз, режимдердин которгучун «ВЫКЛ» абалына орнотуп, шайманды өчүрүүчү, андан кийин сайгычы розеткадан сууруңуз.

КӨЧҮЛ БУРУҢУЗ! Оптималдуу натыйжаны алыш үчүн электр шайманды күн сайын 10-15 мүнөттөн колдонуу сунушталат.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

- Шаймандын пластик бетин жумшак нымдуу кездеме менен сүртүш керек. Катую булганган болсо, сууга нейтралдуу жуугучтун бир аз өлчөмүн кошуңуз.
- Түзөктүкн корпусунун ичине нымдуулуктун киргенине жол бербейсиз.
- Бардык алмаштырылуучу саптамаларды, косметикалык каражаттардын калдыктары толугу менен тазаланганга чейин, жылуу сууда жууу керек.
- Зарыл болсо сууга бир аз самын же нейтралдуу жуугучу каражат кошуу койсо болот.

- Кындат сактоо же кайра пайдалануу алдында миздүү, кургатылган.
- Шайманды кургак, салкын, балдар жана жаныбарлар жетпейт турган жерде, температурасы +10 дан +30 °C га чейин жана салыштырмалуу нымдуулугу 65 % ашпаган жерде сактоо сунушталат.
- Шайманды тазалоо үчүн, анын бетине зыян келтирүүчү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз.
- Эгерде шайман иштебей калган болсо, аны өзүңүз оңдогонго аракет кылбаңыз. Ыйгарым укуктуу тейлөө борборун кайрылуу талап кылынат.
- Бузулулар пайда болбош үчүн, шайманды завод таңагында гана ташыңыз. Шайманды төмөн температурада ташуудан же сактоодон кийин, аны бөлмө температурада кеминде 2 саат кармап туруу керек.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Чыңалуу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Күчтүүлүгү: 25 Вт



7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборун кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 2-600-900. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centec.kg/servis-web> - сайтында көрсөтүлгөн.

Продукциянын аякшешикти сертификаты бар:

№ ЕАЭС С- RU - АИ.ДОТ.В.03469/21, 04.06.2021 ж.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Паш-ковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жокю милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттары эске алуу менен жарактуу.
 - баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасына туура жана так толугуруу, модельдин атын көрсөтүп, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампты, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогорду көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же аларды маалыматтар толук эмес, окуябай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү жепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Келипдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
 3. Келипдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.
 4. Келипдикке кирбеген учурлар:
 - механикалык зыяк;
 - шаймандын табигый эскирүүсү;
 - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сапалуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөртүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат).Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелидик тармактарга кошуу;
 - буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
- a) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар,
 - b) батареялар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар,
 - c) сартпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, рөшөткөлөр, вертикалдер, шлангдар, түтүктөр, шөткөлөр, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
 - d) батареялар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батареялар менен иштөө;
 - e) батарея менен иштеген шаймандар үчүн - батареяларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген келипдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
 6. Өндүрүүчү TM CENTEX тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.
 7. Тейлөө борборунан кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шайманды дизайндын жана нүмүздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө камтыйт.

ՀԱՅՏԻՆ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՐԸ

Կան հակացուցումներ: օգտագործողին առաջ խորհրդակցելը բժշկի հետ: Ասրըի օգտագործողի հակացուցում է՝

- հիվ կանսցը;
- մերսան հատվածում մաշկի տարբեր տեսակի վնասվածքների (այդ թվում այրվածքների և մաշկային իրվանդությունների) առկայության դեպքում;
- ցավազրկողներ և հանգստացուցիչ միջոցներ ընդունելու ժամանակահատվածում;
- սրտի խթանիչ սարքեր օգտագործող մարդկանց:

ևնրում ենք օգտագործողին առաջ ուշադիր կարգալ այս ձեռնարկը, որը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ սարքի ծիշը և անվտանգ օգտագործման մասին: Պահել այս ձեռնարկը: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ կախարանով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցել այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

Մերտող կենցաղային սարք է, որը նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

1. ԱՆԱՏԱԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՆՎՈՒՄԱՆ ՄՈՋՈՒՄԸ

- Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների ձեր գնած սարքը համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնությունում Էլեկտրական սարքերի նկատմամբ կիրառվող անվտանգության բոլոր պահանջարկային չափանիշներին: Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վնասվածի փափուցումը կանխելու համար անխրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստրկը նշված պայմանները՝
- Նախքան սարքը Էլեկտրատատարարանում միացնելը, համոզվեք, որ իրականի պարամետրերը համապատասխանում են սարքի վրա նշված արժեքներին:
- Ասրըն Էլեկտրական ցանցից անջատելու ընթացիւրցը, այլ ոչ եք կարել:
- Միշտ անջատեք սարքը, երբ այն չի օգտագործվում:
- Էլեկտրական սարքը պետք է անջատվի ցանցից՝ ցանկացած անսարքությունների դեպքում՝ գլխիկները փոխելու, մաքրելու և աշխատանքներն ավարտելուց հետո:
- Մի օգտագործել սարքը սույն ձեռնարկում նշվածներից բացի այլ նպատակով: Էլեկտրական սարքի շահագործումը, պահպանումը և խնամքը պետք է իրականացվի խստորեն նախատեսված սույն գործող ձեռնարկի:
- Անխրաժեշտ է վերահսկել Էլեկտրական լարի և Էլեկտրական սարքի կարգավորի անողնաշարայինությունը: Մի օգտագործել սարքը, եթե այն վնասված է:
- Նախքան սարքը ցանցին միացնելը, համոզվեք, որ անջատիչը գտնվում է «ՅԻԿ/Ն» դիրքում:
- Ուսուսախել աշխատող Էլեկտրական սարքի մուտ երեխաների և կենդանիների ներկայությունը:
- Մի օգտագործել Էլեկտրական սարքը, որտեղ կա իրոճի կամ պայթյունի վտանգ, օրինակ՝ դողրական հեղուկների կամ գազերի մուտ:
- Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա այն պետք է փոխարինվի արտադրողի կամ նմանատիպ որակավորված անձի կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար: Էլեկտրամեքանիկայի լարը փոխարինվում է լիազորված պատասխանատու կենտրոնով:
- Մի թողել միացված Էլեկտրական սարքը անասց հսկողության:
- Ասրըը միշտ տեղադրել հարթ մակերեսի վրա:
- Օգտագործել միայն հավաքածուի մեջ ներառված կողողները:



- Այս մոդելը նախատեսված է բարձրագույն կլիմայական պայմաններում աշխատելու: -15°C-ից +30 °C աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթով և 65 % -ից ոչ ավել օդի հարստեղանկան խոնավությամբ:
- Սառը նախատեսված է ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կրանց կիրառակիր կամ փրահակզվում են սառը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ, դրանքի չորայտողով, որ կրանց խաղալան սարքի հետ:
- Տեղափոխման հատուկ պայմաններ չկան:
- Անսարքության դեպքում դիմել պատասխանակա կենտրոն:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Էլեկտրական սառը չպետք է ընկղմվի ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Մի օգտագործել սառը խոնավ միջավայրում կամ, որտեղ սարքին կառող է ցայտել ցանկալից հեղուկ հատորեն խորհուրդ չի տրվում օգտագործել սառը լողաբանում, լողաբանականների մոտ և ջրի այլ աղբյուրների մեջ: Թաց ձեռքերով մի դիպել գործող սառը:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ոչ մի ռեսպոնդ չպետք է օգտագործել Էլեկտրական սառը պլախոլային կամ բոլորակային հարցերգողության պայմաններում կամ այլ պայմաններում, որոնք խոչընդոտում են իրականության օբյեկտիվ ընկալմանը, և չպետք է վնասեք Էլեկտրական սառը նման վիճակում կամ նման պայմաններում գտնվող մարդկանց:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Այս գործառնական ձեռնարկը չի կարող ներառել բոլոր հնարավոր արտաևագր իրավահավելները, որոնք կարող են առաջանալ այս սարքի շահագործման ընթացքում: Օգտագործողը պետք է ինքնուրույն պահպանի անվտանգության միջոցները Էլեկտրական սարքի հետ աշխատելիս:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Օգտագործել սառը ուտելուց առնվազն մեկ ժամ անց:
- Մի օգտագործել սառը մեկ տրոմմ ավելի քան 15 րոպե:
- Մի օգտագործել սառը գոլուց մեքուրի համար:
- Մի օգտագործել մեկից քան մեկ անկախապես առաջ:
- Մի օգտագործել սառը, եթե ջրից և միջավայրի ջերմաստիճանը 37 °C-ից բարձր է: Եթե սառը օգտագործելիս սրվումանը, գիտատուր, կրծքավանդակի ցավ կամ այլ տհաճ արտաևախիշեր եք զգում, դադարեցրեք սարքի օգտագործումը և դիմել բժշկի:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սառը նախատեսված է միայն կենցաղային օգտագործման համար:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սառը նախատեսված է միայն մարմնի մերսանս համար:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Արագության կարգավորիչի պատահական գոյացման արդյունքում առաջանալ վնասվող իրադեպիտի համար սառը չպետք է սնուցվի արտաևնի սարքի միջոցով, ինչպիսին է ժամայալը, կամ չպետք է միացված լինի մի սինանյի, որը պարբերաբար միացվում և անջատվում է հոսանքը:

2. ՍԱՐԵՆ ԵԼԵԿՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Օսելույթ
2. Մերսանս գլխիկի պատման արագության կարգավորիչ
3. Սարքի արտաևող մերսանս գլխիկ
4. Դաշտակալիչ ցանցային վարդակ

5. Գլանախալիչ մերսանս գլխիկ
6. Ալիքային մերսանս գլխիկ
7. Չարք մերսանս գլխիկ
8. Անվտանգման կցորդ
9. Չուսնալալ

3. ՓՈՋԵԹԻ ԴՈՒՐՈՒՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ

- Մերսիչ – 1 h.
- Կցորդ – 5 h.
- Օգտագործման ձեռնարկ – 1 h.

4. ԱՆՍԱՆԱԹԻ ՇԵՐՍԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Հանք սառը տուփից և հեացրեք ք փայթեալուրան կուրը (եթե առկա է):
- Խոնավ անձեռոցիկով սրբեք սարքի կառավարչի և կցորդները:
- Չեացրեք պաշտակալի ցանց սարքից՝ նաե օդակը և կցորդները՝ ժամանցույցի սլաքի հսկաաակ ուղղությամբ:
- Սաեցրեք անխրամշչու մերսանս կցորդը Էլեկտրական սարքի գլխիկին, մինչև այն կտրուցվի:
- Մի օգտագործել իդուր առաջալակից իդուր կցորդով:
- Մի օգտագործել սառը առանց ցանցի ծանրույթի մարմնի այն հատվածների վրա, որտեղ մազերը կարող են իճնվել սարքի հետ (օրինակ՝ պարաևոց կամ ու և այլն):

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մի տեղադրեք կցորդները (5-8) պաշտակալիչ ցանցի կցորդի վրա (4):

- Սարքի վրա նշված տվյալների հետ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պատաևնեղրի համապատասխանությունը սուղաձեղ և անջատիչը «ՅեՒՔՆ» դիդում լինելուց առաջ հետ միացրեք հոսակարարի վարդակը ցանցին:
- Միացրեք սառը՝ ձեմիկ անջատիչը դեղով «ՅՔՆ» դիդի:
- Դուտեք արտանս արագության կարգավորիչը ժամանցույցի սլաքի ուղղությամբ կամ ժամանցույցի սլաքի հսկաաակ ուղղությամբ՝ ձեզ համար հարմար արագությունը սահնակելու համար:
- Օգտագործելուց հետո պատաևնեղր քեթեք ժամանցույցի սլաքի հսկաաակ ուղղությամբ մինչև նվազագույնին, անջատեք սառը՝ ձեմիկ անջատիչը դեղով «ՅՔՆՆ» դիդից, ապա անջատեք վարդակից:

ՌԵՆՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լաակալն արդուցից հասնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել սարքն անվան օր 10-15 րոպե:

5. ՍԱՐԵՆ ԽՆԱՆԵՆ

- Սարքի պատաևտիկ մակերեար սրբել փափուկ, խոնավ անձեռոցիկով: Ուժեղ աղտուկաձեղրան դեպքում թույլատրվում է ջրի մեջ ավելացնել փոքր քանակությամբ չեզոք վազող միջոց:
- Թույլ մի սլոբեք, որ խոնավություն մտնի արտադրանցի ծանրույթի ներսում:
- Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո բոլոր շարժական կցորդները պետք է վազվեն տաք ջրի մեջ, մինչև դրանք ամբողջովին զերծ լինեն կրաևնեղի միջուցների մնացորդներից:
- Անխրամշչույթան դեպքում ջրի մեջ կարող եք ավելացնել մի քիչ օճառ կամ չեզոք վազող միջոց:
- Բոլոր կցորդները մանրակրկին չորացրեք նախքան պահելը կամ վերաօգտագործելը:
- Խորիդը է տրվում սառը պահել զով և չոր տեղում՝ երեխաների և կենդանիների հասանելիությունից իտուր, +10-ից +30 °C ջերմաստիճանի և 65 % -ից ոչ ավել հարստեղանկան խոնավության պայմաններում:

- Սարքը մաքրելու համար պի օգտագործեք մաքրող միջոցներ, որոնք կարող են վնասել սարքի մակերեսը:
- Եթե սարքը չափեց որոտ և եկե, չպետք է փորձեք ինքներդ այն վերանորոգել: Նաորդն խորհրդով և տրված դիմել լիազորված սպասարկվան կենտրոն:
- Վնասվածքներին խուսափելու համար սարքը տեղափոխելը միայն բնօրինակ փաթեթավորման: Սարքը ցածր ջերմաստիճանում տեղափոխելուց կամ պահելուց հետո այս պահեք սենյակային ջերմաստիճանում անակազն երկու ժամ:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱՐԿ

- Կարողն է 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Հզորությունը 25 Վտ



7. ԾՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ ՎԵՐԱՆԱԿՄԱՆ

Սարքի ծանայություն ժամկետը (յուսպրոց հետո այն կարելի է առանձնացնել տրոսական կենտրոնային քաղկներից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հանրակ կետ վերանշակելու համար:

8. ՏԵԽՆԻԿԱՅԱՆ ՍԱՌԻ ՏԵՆԻՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԵՐԱՇԽԱՅՈՒՆ և ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս սպարդի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպաորին վաճառելու ամսաթից: Եթե սարքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցանիշի և գործող տեխնիկական չափանիշների իստ համասպ-տասիան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմել ձեր մուտակ սպասարկվան կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկել սերվիսներ ստանալու համար: Այսպիսի արտադրության անաթիվը նշվում է սթրիպի համարում (2 և 3 կիթեթ) տարի, 4 և 5 կիթեթ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացվում է Կրասնոդարի «Լարիև-Սերվիս-ՄՐԸ ընդհանուր սպասարկվան կենտրոնը՝ Չեռախոս 8 (861) 991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայացիմուններ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու պայարարված կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում: Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ NP EAC Ք Հ-CN.AՉ07.8.03469/21, 04.06.2021 թ.:



9. ԱՐԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ և ԵՐՈՒՄՈՒՄԻ ՍԱՌԻ ՏԵՆԻՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ներդրումը՝ ԻՐ Արտադրան Կ.Ը. Հառքե՝ Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոդար, պգ. Պաշկովկայի, ուլ. Առանձան կիսենկոյի, 23: Չեռ. +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐՁԵԼԻ ԽԱՌՈՐ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպաորին վաճառելու ամսաթից: Տվյալ երաշխիքային կարողով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպաորնախդրությունը և պարտավորվում է անվճար իրմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԱՅՈՒՆ ՍՊԱՏԱՐԿՄԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
- հարկվող է ճիշտ և պշտ կերպով լրացնել արտադրողի բեռնիակալ երաշխիքային կտրոնը՝ կազմել մոտեցի անվաճար, սերիայի համարը, վաճառքի անաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կիցը և վաճառող ընկերության

1. Ներկայացրեցի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կիցին յուրաքանչյուր կտրոնը կտրոնի վրա մտրոյի արտագրությունը:
2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
- անբեռ է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցանիշների խիստ համասպատասիան:
- հարկվող է հերևել ակտուազության ակտներնեղի ու պահանջների:
3. Երաշխիքը չի Ներառում սարքի պարտության սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբեղում սեփականատիրոջ տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հերևակալ դեպքերի վրա՝
- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնաճկանն մաքրմ ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպաումն կամ սխալ գործողություններ տեխնականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, դրեժ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չպահված այլ առանձնուց,
- կողմնակի առևտրական, հերևակալի, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կատրցվածքային փոփոխություններ չիտարված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոբսիրակա Նաաումներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցել և վերջնապիև օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Էլեկտրականապարտման հեռասարդրակազմակա և կառելային ցանցերին, որոնք չեն համասպատասիան սեռևակա տեխնիկական չափանիշներին,
- սարքից հերևակալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը Նախատեսված է կատրցվածքով և կապված չէ սարքից սպաորնաոսածանան հերև ա) հեռասանալարման վախճաններ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրասուղման սարքեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասուղման արտաքին րոլներ և լիցքավորիչներ, բ) սպաորի կոսթեր և պարագաներ (փաթեթ, պարունակներ, գորտներ, պարասաններ, փողրակներ, խորզակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կակիչներ),
- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համասպատասիան կամ սպազմած մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ չփոխվորելու կամ նրանի հախարտվորելու պահոհամո առաջացած վնասում:
5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպաորի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանախիւում դրանց:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենտնիկներին, սպաորի կամ երրորդ անձանց օգնիչի TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել սարքից օգտագործման և տեղադրման կանոնները և պայմանները չպահպաումն, սպաորի կամ երրորդ անձանց դիտադրակալ կամ անկզբչ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների սրդուցում:
7. Ապաարկման կենտրոնի ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևակի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողի ծանուցում և փոխել սարքի դիզայնը և բնութագրիղ առանց նախնական ծանուցման:

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон / Кепілдік картасы /
Երաշխանարկի փոքրո՞ւմ №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударғыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз. Уағал! Бұл ласка, ымырайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відірвні талони.

Ծանուցում! Сатуչудан кепілдік талону, жана жулунул кеткен талондорду толугу менен толтурул берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Աշխարհություն: Հավանորից արհեստներ արտոդրող-թանր լրացնել նրաշխանարկն արտոնները:

Изделие / Бұйым / Виріб / Продукт / Մտքիվեր

Модель / Моделі / Модель / Үлгү / Մոդել

Серийный номер / Серийлық нөмірі / Серійний номер / Сериялық саны/
Սերիալի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продаж / Сатылган күнү / Հավանորի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/ Сатушы-фирма томырады /
Заповнюються фірмою-продавцем / Бул талондор сатуչунун өкүлү тарабынан толтурулат / Լրացնում է հավանոր ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҮЙЫМ / ВИРІБ / ПРОДУКТ / ԱՄՔՎԵՐ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ / ҮЛГҮ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРІЙНИЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ՍԵՐԻԱԿ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ՀԱՎԱՆՈՐԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУЧУ /
ՀԱՎԱՆՈՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒՆԵՑՈՒՄ

M. П.

Продавец / Фирма-сатушы / Фирма-продавец / Сатуучу / Шабашлиг пўдфирма

Адрес продавца / Сатуушы фирманың мекенжайы / Юридична адреса фирми-продавца / Сатуучунун дарегин / Шабашлиг пўдфирмага хат жазуусу

ФИО и телефон покупателя / Сатып алуучунун Т. А. Ө және телефоны / ПББ: i телефон покупца / Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону / Чыгыштык аты-жөнү / Ишканалык аты жана телефону



Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
Осы жыргылымагы купондарды буйымга жөндөү жүргүзгөн сервис орталыгынын өкил толтырады /
Дани вяривни купони заповнююцца прадставіамкам сервіснага центра, що праводзіць рэмонь выробу /
Бул жыргылыгын талондорду өкүл толтурат тейлөө борбору / Өзүңүзгө чыгарылыгыңызды берүүгө ашыгыңар
чегирини белгилеп, чыгарылыгыңызды белгилеп берүүгө ашыгыңар

ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДӨГӨ ТҮРҮ / ВИД РЕМОНТУ / РЕМОНТТҮН ТҮРҮ / ЧЫГАРЫЛЫШЫ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДӨГӨ ТҮСКӨН КҮНҮ / ДАТА НАДОХОЖЕННЯ В РЕМОНТ / АЛУУ КҮНҮ /
ЧЫГАРЫЛЫШТЫ БИЛДИРИШ КҮНҮ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / ДАТА ВИДАЧІ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / АЛУУ КҮНҮ

М.П.