


## Меры предосторожности

1. При сборке убедитесь, что все винты зафиксированы и фиксирующий трос не порван и не изношен. Убедитесь, что нет трещин на алюминиевой структуре.
2. Не перегружайте стол за пределы рекомендованного веса пользователя. Это может привести к серьезной травме пользователя. Данный продукт протестирован при максимальной рабочей нагрузке 250 кг.
3. Не используйте чистящие средства, на основе спирта при чистке винилового покрытия. Это может привести к повреждению винилового материала. Используйте теплую мыльную воду и вытрите насухо.
4. Убедитесь, что при использовании стола все четыре ножки находятся на одном уровне. Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стола и к травме.
5. Не позволяйте детям собирать или разбирать массажный стол, если они не под наблюдением.
6. Будьте осторожны при использовании острых предметов, поскольку они могут повредить покрытие. Держите покрытие стола подальше от контакта с острыми предметами.



1. Ручка
2. Петля
3. Торцевая пластина
4. Выходное отверстие
5. Резиновый наконечник
6. Трос
7. Подголовник
8. Подлокотники
9. Боковые подлокотники
10. Отверстие для лгца

## Сборка стола

### Этапы сборки:



1. Расстелните застёжку.
2. Положите стол на бок на пол, откройте стол с четырьмя максимально вытянутыми ножками.
3. Достаньте все принадлежности и затем поднимите стол вверх, пока ножки не встанут на пол.
4. Вставьте каркас подголовника в соответствующие отверстия и разместите подушку подголовника в каркас.
5. Наденьте подголовник, затем вставьте подлокотники с обеих сторон стола в отверстия.
6. Стол готов к использованию.

Высота стола регулируется с помощью кнопок на ножках. Все четыре ножки должны быть отрегулированы таким образом по очереди. Убедитесь, что все ножки отрегулированы на одинаковом уровне высоты.