

## Инструкция по сборке



1. Достаньте массажный стул из картонной коробки, как показано на рисунке а.
2. Раздвиньте четыре ножки стула и убедитесь, что ножки стоят на земле на одном уровне, как показано на рисунках b и c.
3. Отрегулируйте подставку подголовника в направлении, которое позволит пользователю чувствовать себя комфортно, как показано на рисунке d.
4. Отрегулируйте положение упора для груди, а затем зафиксируйте с помощью ручки за упором для груди, как показано на рисунках e и f.
5. Установите подушку сиденья в удобное положение с помощью основания сиденья, как показано на рисунках g и h.
6. Установите подставку для рук в удобное положение с помощью основания подставки, как показано на рисунках i и j.
7. Массажный стул готов к использованию.